FICHA TÉCNICA

ALCOSOFT DESINFECTANTE GEL

REGISTRO INVIMA 2023 DM-0027423

PRODUCTO DESINFECTANTE DE RÁPIDA ACCIÓN A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 65% (V/V) CON EXTRACTO DE ALOE VERA.

COMPOSICIÓN:

- Alcohol Etilico 65% V/V
- Extracto de Aloe Vera
- Glicerina
- Agente gelificante
- Disolvente.

ASPECTO FÍSICO: Gel translúcido incoloro.




No corrosivo


Biodegradable


Alta eficiencia

PRESENTACIÓN: 30ML -120ML- 250ML - 500ML- 1000ML - 3600ML

MECANISMO DE ACCIÓN: La acción antimicrobiana del alcohol etílico es la desnaturalización de las proteínas, actúa como un osmolito o agente deshidratante que altera el equilibrio osmótico a través de las membranas celulares.

CARACTERÍSTICAS: Se aplica en la desinfección de dispositivos médicos, instrumental y equipos en el sector clínico-odontológico, hospitalario y afines.
Tiene acción rápida, desarrollado para el control bacteriano.
A pesar de tener una base en alcohol, no deja olores residuales después de haber sido utilizado.

Tipo de dispositivo: No invasivo.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Se recomienda realizar previo lavado, con el fin de eliminar la materia orgánica presente.
2. Aplique ALCOSOFT DESINFECTANTE GEL directamente sobre la superficie del dispositivo médico, hasta cubrirlo completamente.
3. Dejar actuar mínimo 5 minutos, mientras el producto se evapora.
4. No requiere enjuague posterior con agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos, en tal caso lavar con abundante agua.
- En caso de reacción adversa en contacto con la piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.

ALMACENAMIENTO: Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, producto volátil.

VIDA UTIL:

- 36 MESES, Conservándose tapado, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

icontec ISO 9001 SC-2002157
icontec ISO 13485 DM-2002156
icontec ISO 14001 SA-2002174

ALFA MEDICAL