FICHA TÉCNICA
JABÓN DESINFECTANTE YODADO 7%
INVIMA 2017 DM-0016066

MICROBICIDA DE ACCIÓN INMEDIATA Y PROLONGADA CONTRA BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS

COMPOSICIÓN: Yodopovidona al 7% m/v, tensoactivo aniónico, disolvente y excipientes.



CARACTERÍSTICAS:

✓ Es un desinfectante líquido microbicida de acción inmediata y prolongada para dispositivos médicos e instrumental quirúrgico.

✓ No es agresivo, así que no quema ni causa irritación en la piel.

✓ Su tiempo de acción es de dos horas.

✓ Tipo de dispositivo: Desinfectante

ASPECTO FÍSICO:

Líquido viscoso color marrón.

PRESENTACIONES: 60ml -120ml -500ML -1000ML- 3.500ml. Envases con dispensador o tapa de seguridad y tapón.

MECANISMO DE ACCIÓN:

✓ La yodopovidona se denomina yodóforo, porque la povidona actúa como portadora de yodo. Cuando se libera el yodo libre, este inhibe los mecanismos y estructuras celulares bacterianos vitales y oxida los nucleótidos grasos o los aminoácidos en las membranas celulares bacterianas.

Sánchez-Saldaña, L., & Saenz-Anduaga, E. (2015). Antisépticos y desinfectantes.

EFECTIVIDAD:



ACTIVIDAD	MICROORGANISMOS	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida	*Staphylococcus aureus* ATCC 25923 *Escherichia coli* ATCC 25922	1 minuto
Fungicida	*Aspergillus niger* *Candida albicans*	1 minuto

VIDA UTIL:

✓ 24 meses conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

OTROS USOS:

✓ Jabón desinfectante yodado 7%, se aplica en la desinfección de dispositivos médicos, equipos e instrumental quirúrgico.

INSTRUCCIONES DE USO

Se aplica para el lavado y desinfección de dispositivos médicos (gasa, torunda, algodón, etc.), instrumental quirúrgico, utensilios y equipos biomédicos, para los sectores clínico-odontológico, hospitalario y afines, donde se requiere un mayor nivel de desinfección, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos.

PRECAUCIONES DE USO:

✓ En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.
✓ En caso de irritación, malestar local, hipersensibilidad al yodo, suspenda su uso.

ALMACENAMIENTO:

✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
✓ Mantenga el envase cerrado para evitar derrames.
✓ Almacenar a temperatura ambiente en su envase original.

icontec ISO 9001 SC-2002157
icontec ISO 13485 DM-2002156
icontec ISO 14001 SA-2002174

ALFA MEDICAL