FICHA TÉCNICA

SOLUCION DESINFECTANTE YODADA AL 7%

REGISTRO SANITARIO 2017 DM-0016064

MICROBICIDA DE ACCIÓN INMEDIATA Y PROLONGADA CONTRA BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS.

COMPOSICIÓN:

Yodopovidona al 7% m/v, alcohol y excipientes.





CARACTERISTICAS :

✓ Es un desinfectante líquido para dispositivos médicos, e instrumental quirúrgico, equipos y utensilios de trabajo.
✓ No es agresivo, así que no quema ni causa irritación en la piel.
✓ Su tiempo de acción es de dos horas.
✓ Tipo de dispositivo: IIa No invasivo.

PRESENTACIONES: 60ml -120ml - 500ML -1000ML- 3.500ml - Envases con tapa de seguridad y tapón.

ASPECTO FÍSICO: Líquido color marrón.

MECANISMO DE ACCIÓN:

✓ La yodopovidona se denomina yodóforo, porque la povidona actúa como portadora de yodo. Cuando se libera el yodo libre, este inhibe los mecanismos y estructuras celulares bacterianos vitales y oxida los nucleótidos grasos o los aminoácidos en las membranas celulares bacterianas.

* Sánchez-Saldaña, L., & Saenz-Anduaga, E. (2015). Antisépticos y desinfectantes.

ALFA MEDICAL

EFECTIVIDAD:

ACTIVIDAD	MICROORGANISMOS	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida	*Staphylococcus aureus* ATCC 25923 *Escherichia coli* ATCC 25922	1 minuto
Fungicida	*Aspergillus niger* *Candida albicans*	1 minuto

VIDA ÚTIL:

24 meses conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

INDICACIONES DE USO:

Aplicar mediante gasa, torunda, algodón o medio equivalente, asegurando la cobertura total de la superficie, material o dispositivo a desinfectar. Dejar actuar durante mínimo 20 minutos y posteriormente enjuagar con abundante agua o mediante limpieza con un paño o toalla de papel limpia, según corresponda. Se recomienda retirar previamente la materia orgánica presente.

PRECAUCIONES DE USO:

- En caso de contacto con la piel y/o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de irritación, malestar local, hipersensibilidad al yodo, suspenda su uso.

ALMACENAMIENTO:

✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.

✓ Mantenga el envase cerrado para evitar derrames.

✓ Almacenar a temperatura ambiente en su envase original.

icontec ISO 9001 SC-2002157
icontec ISO 13485 DM-2002156
icontec ISO 14001 SA-2002174

ALFA MEDICAL